

Tanque de almacenamiento 60l

DESCRIPCIÓN

Tanque de almacenamiento con base, grifo e interruptor de nivel multipunto, 60 l



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070102-SK

Tanque de almacenamiento, 60l

ACCESORIOS



Labqua Trace

BS-070105-A02

sistema de agua ultrapura



Labqua HPLC

BS-070104-A02

sistema de agua ultrapura



Labqua Bio

Depósito de almacenamiento de 30 l

sistema de agua ultrapura

Labqua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.

Labqua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labqua HPLC** ...

[Leer más](#)

El sistema **Labqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.