

# Assist, serie de pipetas con bloqueo de volumen

## DESCRIPCIÓN

Las pipetas de la serie Assist con bloqueo de volumen son de volumen variable de 1, 8 o 12 canales y están diseñadas para medir y transferir volúmenes de 0,1 µl a 10 000 µl dependiendo del modelo.

Las pipetas multicanal se producen en cuatro gamas de volúmenes: 0,5-10 µl, 5-50 µl, 20-200 µl y 50-300 µl.

Las pipetas están provistas de un contador analógico que muestra el volumen de pipeteo. El ajuste del volumen se hace girando en la dirección adecuada el botón del pulsador de pipeteo o el botón de ajuste negro. El rango de volúmenes se muestra en el pulsador de pipeteo.

### Características:

- Forma contorneada del mango y ligereza
- Precisión y exactitud demostradas
- Resistente a los rayos UV y completamente esterilizable en autoclavable
- Ejes de 5 y 10 ml protegidos mediante filtro
- Disponible en versión de 8 y 12 canales
- Codificación mediante colores para una identificación fácil del volumen
- Sistema de altura ajustable del eyector para poder adaptar virtualmente todas las marcas de puntas
- Ajuste doble de volumen utilizando el botón pulsador o el conmutador giratorio
- Sistema de muelles blandos para un pipeteo sencillo y sin esfuerzo

### Usos comunes de las pipetas dependiendo del volumen:

- 2–10 µl  
Medición y transferencia de microvolúmenes, secuenciación de ADN y aplicaciones en ensayos enzimáticos.
- 10–1000 µl  
Medición y transferencia de soluciones acuosas en general, ácidos y bases.
- 5000–10 000 µl  
Medición y transferencia de volúmenes grandes.

#### Pipeta - Volumen máx.

- APL2 - 2µl
- APL10 - 10µl
- APL20 - 20µl
- APL100 - 100µl
- APL200 - 200µl
- APL1000 - 1000µl
- APL5000 - 5000µl
- APL10000 - 10000µl

#### Pipeta de 8 canales - Volumen máx.

- APL8-10 - 8 x 10µl
- APL8-50 - 8 x 50µl
- APL8-200 - 8 x 200µl
- APL8-300 - 8 x 300µl

#### Pipeta de 12 canales - Volumen máx.

- APL12-10 - 12 x 10µl
- APL12-50 - 12 x 50µl
- APL12-200 - 12 x 200µl



## NÚMERO DE CATEGORÍA

Adjustable volume pipettes - Single channel	Pipetas de volumen ajustable - 1 canal
BS-010526	APL2 -- 0.1-2 µl
BS-010527	APL10 -- 0.5-10 µl
BS-010528	APL20 -- 2-20 µl
BS-010530	APL100 -- 10-100 µl
BS-010531	APL200 -- 20-200 µl
BS-010532	APL1000 -- 100-1000 µl
BS-010533	APL5000 -- 500-5000 µl
BS-010534	APL10000 -- 1000-10000 µl
Adjustable volume pipettes - 8 channels	Pipetas de volumen ajustable - 8 canales
BS-010535	APL8-10 -- 0.5-10 µl
BS-010536	APL8-50 -- 5-50 µl
BS-010537	APL8-200 -- 20-200 µl
BS-010538	APL8-300 -- 50-300 µl

APL12-300 - 12 x 300µl

### Juegos de pipetas

APL Starter Kit 1 - APL10, APL20, APL200, APL1000, soporte de 4 posiciones, puntas de demostración, 3 cajas (10 µl, 200 µl, 1000 µl)

APL Starter Kit 2 - APL10, APL100, APL1000, APL5000, soporte de 4 posiciones, puntas de demostración, 3 cajas (10 µl, 200 µl, 1000 µl), 5 puntas (5000 µl)

Adjustable volume pipettes - 12 channels	Pipetas de volumen ajustable - 12 canales
BS-010539	APL12-10 -- 0.5-10 µl
BS-010540	APL12-50 -- 5-50 µl
BS-010541	APL12-200 -- 20-200 µl
BS-010542	APL12-300 -- 50-300 µl
Sets	Juegos
BS-010543	APL Starter Kit 1 - APL10, APL20, APL200, APL1000, soporte de 4 posiciones, puntas de demostración
BS-010544	APL Starter Kit 2 - APL10, APL100, APL1000, APL5000, soporte de 4 posiciones, puntas de demostración

## ACCESORIOS



Soporte múltiple  
BS-010523

Soporte múltiple (fijo)  
para 8 pipetas



Soporte en carrusel  
BS-010522

Soporte en carrusel  
(giratorio) para 6  
pipetas



Soporte de 1 posición  
BS-010524



Soporte de 4 posiciones  
BS-010525