

BA-4/VT, Adaptadores

DESCRIPCIÓN

Adaptador oscilante para cuatro adaptadores vacutainer (juego de 4 un.). Includi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.

ESPECIFICACIONES

Material de soportes de tubos	POM Kocetal
Tipo de Rotor	Rotor basculante
Capacidad	4
El volumen del tubo	2-9 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF	2960 × g



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-4K

BA-4/VT



LMC-56
Without rotor
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



BN-13/75-16
BS-010221-OK
conjunto adaptador

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/75-16 para Vacutainer de 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
conjunto adaptador

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-13/100-16 para Vacutainer de 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
conjunto adaptador

Para el adaptador BA-4/VT juego opcional de adaptadores (16 unidades) - BN-16/100-16 para Vacutainer de 8-10 ml [16x100]



RR-U
BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor