

Dispensador remoto - grado 1

DESCRIPCIÓN

El dispensador de agua ultrapura está diseñado para dispensar agua ultrapura que cumple con los requisitos de agua de grado I ISO 3696.

- El control del dispensador se realiza mediante el panel de control y un botón de dispensación en el dispensador de agua.
- El dispensador está conectado al sistema de purificación de agua con dos tubos JG de 1/4".
- El dispensador está montado sobre un vástago que permite la rotación alrededor del eje de 360 grados y el ajuste de altura.
- Si lo desea, el dispensador se puede quitar del vástago para facilitar el suministro de agua.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070110-AK

Dispensador remoto - grado 1

ACCESORIOS



Labagua Trace
BS-070105-A02
sistema de agua ultrapura

Labagua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



Labagua HPLC
BS-070104-A02
sistema de agua ultrapura

Labagua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labagua HPLC**...

[Leer más](#)



Labagua Bio
Depósito de almacenamiento de 30 l
sistema de agua ultrapura

El sistema **Labagua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.