

TubeSpin® Bioreactor 50ml with pH and O2 sensors

DESCRIPCIÓN

Tubo de biorreactor TPP TubeSpin® estéril, 50 ml, con sensores de pH y O2, 1 unidad.

ESPECIFICACIONES

Número de tubos en conjunto

1

Volumen

50 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010170-AK

Tubo de biorreactor TPP TubeSpin® estéril, 50 ml, con sensores de pH y O2, 1 unidad.



RTS-8 Plus

Incluyendo los vasos para bioreactor TPP TubeSpin® 50 mL, 20 un. y los vasos estériles para bioreactor TPP TubeSpin®, 50 mL, con los sensores pH y O₂, 10 un.
Biorreactor multicanal con medición no invasiva de concentración de las células pH y O₂ en el modo de tiempo real

RTS-8 plus es un biorreactor multicanal personal que usa la tecnología patentada Reverse-Spin® que utiliza el mezclado innovador no invasivo, mecánicamente controlado, con ahorro de energía, cuando la suspensión celular ...

[Leer más](#)