

LVH-001, Tubos de homogeneización con perlas de cerámica de óxido de circonio estabilizado con cerio

DESCRIPCIÓN

Perlas de cerámica de óxido de circonio estabilizado con cerio VeriLab LVH-001, diseñadas específicamente para la homogeneización de muestras biológicas. Estas perlas de cerámica de alta calidad son ideales para su uso en homogeneizadores electromecánicos, lo que garantiza una disgregación de muestras eficiente y constante.

Características principales:

- Calidad superior: fabricadas a partir de óxido de circonio estabilizado con cerio, estas perlas ofrecen una durabilidad y confiabilidad excepcionales.
- Tamaño óptimo: calibradas a 1,2-1,4 mm, perfectas para una homogeneización eficiente.
- Empaque conveniente: cada kit incluye 100 tubos de 2 ml, cada uno con perlas de cerámica calibradas, junto con dos viales de 24 ml de solución para preparación de muestras (SSP).
- Uso versátil: adecuado para una amplia gama de muestras biológicas, incluidas garrapatas, otros artrópodos y varios tipos de tejidos (pulmones, riñones, hígado, intestinos, bazo, páncreas, ganglios linfáticos, cerebro, tráquea, corazón, estómago, tejido conectivo o muscular, ligamentos o tendones).
- Disponible en versión no estéril/estéril



ESPECIFICACIONES

Volumen del tubo

2 ml

NÚMERO DE CATEGORÍA

LVH-001

Tubos de homogeneización, 100 uds., 1,2-1,4 mm
Óxido de circonio estabilizado con cerio

LVH-001-S

Estériles (libres de ADN y ARN), tubos de
homogeneización, 100 uds., 1,2-1,4 mm Óxido de
circonio estabilizado con cerio



RCP-24
BS-010701-A02
Homogeneizador

Homogeneizador **RCP-24**, un dispositivo mecánico de sobremesa diseñado para mezclar, moler, homogeneizar y emulsionar objetos biológicos en microtubos agitando con perlas duras con el fin de preparar muestras para ...

[Leer más](#)