

RP-8/15, plataforma

DESCRIPCIÓN

8 tubos (tubos de hasta 15 ml). Control digital de velocidad de 1 a 100 rpm y una inclinación de 5 grados para una mejor homogeneidad de la mezcla.

ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	opcional
Volumen del tubo de ensayo	15 ml
Capacidad	8



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010117-DK

Plataforma RP-8/15



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable **Multi Bio RS-24** lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical (1)...

[Leer más](#)