

B-PCR, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque para una placa PCR de 96 pocillos con faldón, sin faldón o con faldón parcial



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-YK

Bloque B-PCR



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)