

VP-8/5, bloque

DESCRIPCIÓN

8 tubos cónicos de 5 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas

1200

Temperatura máxima

100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-SK

VP-8/5



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)