

VP-4, bloque

DESCRIPCIÓN

4 tubos cónicos de 50 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1000
Temperatura máxima	80°C
Ø	29.5 mm
Profundidad	76.5 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-GK

VP-4



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)