

VP-8/15, bloque

DESCRIPCIÓN

8 tubos cónicos de 15 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1100
Temperatura máxima	80°C
Ø	17 mm
Profundidad	80 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-HK

VP-8/15



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)