

VP-32, bloque

DESCRIPCIÓN

32 microtubos de 0,5 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-JK	VP-32
--------------	-------



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)