

VP-CV-20, bloque

DESCRIPCIÓN

20 cubetas de 10 mm

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1100
Temperatura máxima	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profundidad	31 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-IK

VP-CV-20



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)