

VP-CL-24, bloque

DESCRIPCIÓN

24 tubos criogénicos de 3,6 a 4,5 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1300
Temperatura máxima	100°C
Ø	12.5 mm
Profundidad	30 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-KK

VP-CL-24



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)