

VP-CS-24, bloque

DESCRIPCIÓN

24 tubos criogénicos de 1 a 1,8 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C
Ø	12.5 mm
Profundidad	20 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-LK

VP-CS-24



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)