

VP-20, bloque

DESCRIPCIÓN

20 tubos de fondo redondo de $\varnothing 12$ mm

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C
$\varnothing$	12 mm
Profundidad	50 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010175-TK

VP-20



TS-100

Without thermoblock

Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)