

## VP-8/5C, bloque

### DESCRIPCIÓN

8 tubos cónicos de 5 ml

### ESPECIFICACIONES

|                    |       |
|--------------------|-------|
| RPM máximas        | 1200  |
| Temperatura máxima | 100°C |



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010176-SK

VP-8/5C

### ACCESORIOS



**TS-100C**

Without thermoblock

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Este modelo de agitador térmico se diferencia del TS-100 ...

[Leer más](#)



**TS-100C Smart**

Software incluido, sin bloque térmico

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C Smart** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. El nuevo modelo le permite controlar el dispositivo ...

[Leer más](#)