

VP-4C, bloque

DESCRIPCIÓN

4 tubos cónicos de 50 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1000
Temperatura máxima	80°C
Ø	29.5 mm
Profundidad	76.5 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010176-GK

VP-4C

ACCESORIOS



TS-100C

Without thermoblock

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Este modelo de agitador térmico se diferencia del TS-100 ...

[Leer más](#)



TS-100C Smart

Software incluido, sin bloque térmico

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C Smart** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. El nuevo modelo le permite controlar el dispositivo ...

[Leer más](#)