

VP-20C, bloque

DESCRIPCIÓN

20 tubos de fondo redondo de $\varnothing 12$ mm

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C
$\varnothing$	12 mm
Profundidad	50 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010176-TK

VP-20C

ACCESORIOS



TS-100C

Without thermoblock

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Este modelo de agitador térmico se diferencia del TS-100 ...

[Leer más](#)



TS-100C Smart

Software incluido, sin bloque térmico

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico **TS-100C Smart** proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. El nuevo modelo le permite controlar el dispositivo ...

[Leer más](#)