

MSR-16

DESCRIPCIÓN

Rotor para 2 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones o 16 tubos de PCR individuales de 0,2 ml.

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,2 ml.

16



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010218-AK

MSR-16



Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05

Mini centrifuga de alta velocidad

La mini centrifuga de alta velocidad **Microspin 12 Plus** es una centrifuga de escritorio compacta diseñada para laboratorios biomédicos.

Microspin 12 Plus se utiliza para la extracción de muestras de ...

[Leer más](#)