

B1-L, bloque

DESCRIPCIÓN

Mini baño de agua o de perlas, 55 x 100 x 73 mm

ESPECIFICACIONES

Profundidad

73 mm

Capacidad

max 0,4 L



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-WK

B1-L



CH 3-150

Without thermoblock

Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de -3°C a $+165^{\circ}\text{C}$ atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)