


P-EX, conjunto de intercambio de plataformas

DESCRIPCIÓN

El kit de intercambio de plataformas P-EX permite un reemplazo más rápido de plataformas planas. Gracias al sistema de deslizamiento de la plataforma, ahora es posible instalar 4 matraces de 2 l en los agitadores-incubadores ES-20/60, ES-20/80 y ES-20/80C. El kit de intercambio de plataformas es compatible con las plataformas UP-168, P-6/1000, P-9/500, P-15/250, P-30/100, HSP-6/1000, HSP-9/500, HSP-15/250 y HSP-30/100.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010173-CK

P-EX

ACCESORIOS



P-30/100
 BS-010135-BK
 plataforma

Piattaforma con morsetti per beute.



P-16/250
 BS-010135-CK
 plataforma

Piattaforma con morsetti per beute.



P-9/500
 BS-010135-AK
 plataforma

Piattaforma con morsetti per beute.



P-6/1000
 BS-010135-DK
 plataforma

Piattaforma con morsetti per beute.



HSP-6/1000
 BS-010167-LK
 plataforma

Con 6 morsetti per beute da 1000 ml (360x400 mm)



HSP-9/500
BS-010167-NK
plataforma

Con 9 morsetti per beute da
500 ml (360x400 mm)



HSP-16/250
BS-010167-MK
plataforma

Con 16 morsetti per beute da
250 ml (360x400 mm)



HSP-30/100
BS-010167-KK
plataforma

Con 30 morsetti per beute da
100 ml (360x400 mm)



UP-168
BS-010135-JK
plataforma

Plataforma universal para
abrazaderas.



ES-20/60
Without platform
Agitador-incubador orbital

El agitador-incubador orbital **ES-20/60** para laboratorios biotécnicos y farmacéuticos es un equipo de categoría profesional diseñado para el cultivo de microorganismos y células eucariotas, incluidas células de insectos, plantas y ...

[Leer más](#)



ES-20/80
Software included, without
platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador **ES-20/80** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C
Software included, without
platform
Agitador-incubador orbital con
refrigeración

El incubador-agitador **ES-20/80C** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)