

SH-12x8, soporte para tubos de PCR

DESCRIPCIÓN

Tapa con fijación magnética para facilitar la fijación de diversas configuraciones de tubos de tira.
Juego de 2 soportes para tubos de tira PCR.

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos

96



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010204-CK

SH-12x8



MSC-2P

BS-010204-A02

Minicentrífuga-agitador vórtex para placas PCR

La **MSC-2P** es una centrífuga digital compacta diseñada para recolectar gotas, mezclar reactivos y volver a recolectar para mejorar el rendimiento de la PCR en análisis posteriores. La combinación de ...

[Leer más](#)