


B-05G, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-05G para una placa de pocillos profundos Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 ml - Cat.No. 786201, 786261



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-XK

Bloque B-05G para una placa de pocillos profundos Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 ml



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)