

Membrana de ósmosis inversa de recambio

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070104-NK

Membrana de ósmosis inversa de recambio

ACCESORIOS



Labqua Trace

BS-070105-A02

sistema de agua ultrapura

Labqua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



Labqua HPLC

BS-070104-A02

sistema de agua ultrapura

Labqua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labqua HPLC** ...

[Leer más](#)



Labqua Bio

Depósito de almacenamiento de 30 l

sistema de agua ultrapura

El sistema **Labqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.