

Filtro de ventilación de 0.22 µm para el depósito de almacenamiento

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070102-AK

Filtro de ventilación de 0,22 µm para el depósito de almacenamiento

ACCESORIOS



Labaqua Trace

BS-070105-A02

sistema de agua ultrapura

Labaqua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



Labaqua HPLC

BS-070104-A02

sistema de agua ultrapura

Labaqua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labaqua HPLC** ...

[Leer más](#)



Labaqua Bio

Depósito de almacenamiento de 30 l

sistema de agua ultrapura

El sistema **Labaqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.