

# Filtro de aire para depósito de almacenamiento

## DESCRIPCIÓN



## NÚMERO DE CATEGORÍA

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| BS-070104-PK | Filtro de aire para depósito de almacenamiento |
|--------------|------------------------------------------------|

## ACCESORIOS



**Labqua Trace**  
BS-070105-A02  
sistema de agua ultrapura

**Labqua Trace** produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



**Labqua HPLC**  
BS-070104-A02  
sistema de agua ultrapura

**Labqua HPLC** produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labqua HPLC** ...

[Leer más](#)



**Labqua Bio**  
Depósito de almacenamiento de 30 l  
sistema de agua ultrapura

El sistema **Labqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.