

Filtro antipolvo (2 unidades)

DESCRIPCIÓN



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-000000-S31

Filtro antipolvo (2 unidades)



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Gabinete de PCR

La cabina **UVC/T-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Gabinete de PCR

La cabina **UVC/T-M-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Gabinete de PCR

La cabina **UVT-B-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
Gabinete de PCR

La cabina **UVT-S-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVR-M
BS-040105-AAA
Recirculador-purificador de aire mediante UV

- One 25W UV-lamp



UVR-Mi
BS-040110-AAA
Recirculador-purificador de aire mediante UV

- More powerful model with two 25W UV-lamps
- Timer feature
- LCD display