

P-90, plataforma redonda para placas de Petri de 90 / 105 mm

DESCRIPCIÓN

La plataforma redonda intercambiable P-90 para el UIS-360 está diseñada para colocar cómodamente placas de Petri estándar de 90 mm o 105 mm y para realizar inoculaciones. La alfombrilla de silicona y el anillo adaptador no están incluidos en el kit; se deben utilizar la alfombrilla y el anillo adaptador de la plataforma universal estándar.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010177-CK

P-90



UIS-360

BS-010177-A01

Rotor de inoculación universal

El rotor de inoculación universal UIS-360 es un dispositivo de laboratorio versátil diseñado para agilizar el sembrado microbiano y garantizar resultados consistentes. Proporciona una rotación suave y uniforme para esparcir ...

[Leer más](#)