

P-90, plataforma redonda para placas de Petri de 90 / 105 mm

DESCRIPCIÓN

La plataforma redonda intercambiable P-90 para el UIS-360 está diseñada para colocar cómodamente placas de Petri estándar de 90 mm o 105 mm y para realizar inoculaciones.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010177-CK

P-90



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
Rotor de inoculación universal

El girador de inoculación universal UIS-360 es un dispositivo de laboratorio versátil diseñado para optimizar el siembrado microbiano y garantizar resultados consistentes. Proporciona una rotación suave y uniforme para extender ...

[Leer más](#)