

TSP-24/1.5, bloque

DESCRIPCIÓN

24 microtubos de 1,5 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 1,5 ml.	24
RPM máximas	2500
Temperatura máxima	100°C

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-KK

TSP-24/1.5

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)