

TSP-24/2.0, bloque

DESCRIPCIÓN

24 microtubos de 2 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 2 ml.	24
RPM máximas	2500
Temperatura máxima	100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-JK

TSP-24/2.0



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)