

TSP-96/PCR, bloque

DESCRIPCIÓN

Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml) para la PCR o para 12 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones o para 96 tubos de microanálisis de 0,2 ml

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-HK

TSP-96/PCR

ESPECIFICACIONES

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
RPM máximas	2500
Temperatura máxima	100°C

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)