

TSP-96/PCR, bloque

DESCRIPCIÓN

Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml) para la PCR o para 12 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones o para 96 tubos de microanálisis de 0,2 ml

ESPECIFICACIONES

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
RPM máximas	2500
Temperatura máxima	100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-HK

TSP-96/PCR



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)