

TSP-20/0.5+12/1.5, bloque

DESCRIPCIÓN

20 microtubos de 0,5 ml + 12 microtubos de 1,5 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,5 ml.	20
Cantidad de tubos de 1,5 ml.	12
RPM máximas	2500
Temperatura máxima	100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)