

TSP-20/0.2+12/1.5, bloque

DESCRIPCIÓN

20 microtubos de 0,2 ml + 12 microtubos de 1,5 ml

ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,2 ml.	20
Cantidad de tubos de 1,5 ml.	12
RPM máximas	2500
Temperatura máxima	100°C

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-LK

TSP-20/0.2+12/1.5

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)