

## TSP-8/5, bloque

### DESCRIPCIÓN

8 tubos cónicos de 5 ml

### ESPECIFICACIONES

RPM máximas

1200

Temperatura máxima

100°C

### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-IK

TSP-8/5

### ACCESORIOS



#### TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)