

TSP-8/5, bloque

DESCRIPCIÓN

8 tubos cónicos de 5 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1200
Temperatura máxima	100°C



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-IK	TSP-8/5
--------------	---------



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)