

TSP-8/15, bloque

DESCRIPCIÓN

8 tubos cónicos de 15 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1100
Temperatura máxima	80°C
Ø	17 mm
Profundidad	80 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-FK

TSP-8/15

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)