

TSP-8/15, bloque

DESCRIPCIÓN

8 tubos cónicos de 15 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1100
Temperatura máxima	80°C
Ø	17 mm
Profundidad	80 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-FK

TSP-8/15



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)