


TSP-4/50, bloque

DESCRIPCIÓN

4 tubos cónicos de 50 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1000
Temperatura máxima	80°C
Ø	29.5 mm
Profundidad	76.5 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-GK

TSP-4/50



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)