

TSP-4/50, bloque

DESCRIPCIÓN

4 tubos cónicos de 50 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1000
Temperatura máxima	80°C
Ø	29.5 mm
Profundidad	76.5 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-GK

TSP-4/50

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)