


TSP-20/CV10, bloque

DESCRIPCIÓN

20 cubetas de 10 mm

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1100
Temperatura máxima	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profundidad	31 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-DK

TSP-20/CV10



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)