

TSP-20/CV10, bloque

DESCRIPCIÓN

20 cubetas de 10 mm

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1100
Temperatura máxima	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profundidad	31 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-DK

TSP-20/CV10

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)