

TSP-24/CRY04, bloque

DESCRIPCIÓN

24 tubos criogénicos de 3,6 a 4,5 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1300
Temperatura máxima	100°C
Ø	12.5 mm
Profundidad	30 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-CK

TSP-24/CRY04

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)