

TSP-24/CRYO1.8, bloque

DESCRIPCIÓN

24 tubos criogénicos de 1 a 1,8 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C
Ø	12.5 mm
Profundidad	20 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-BK

TSP-24/CRYO1.8



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)