

TSP-24/CRY01.8, bloque

DESCRIPCIÓN

24 tubos criogénicos de 1 a 1,8 ml

ESPECIFICACIONES

RPM máximas	1400
Temperatura máxima	100°C
Ø	12.5 mm
Profundidad	20 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-BK

TSP-24/CRY01.8

ACCESORIOS



TS-100C Pro

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Leer más](#)