

Tapa calefactada para el TS-100C Pro

DESCRIPCIÓN

Cubierta independiente desmontable con calefacción, para el control térmico y de la condensación

Compatible con bloques:

1. [TSP-20/0.5+12/1.5](#)
2. [TSP-20/0.2+12/1.5](#)
3. [TSP-32/0.5](#)
4. [TSP-24/1.5](#)
5. [TSP-24/2.0](#)
6. [TSP-20/CV10](#)
7. [TSP-96/PCR](#)



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010178-NK

Tapa calefactada



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Termoagitador programable con calentamiento y refrigeración

El TS-100C Pro es un agitador térmico de laboratorio programable que combina calentamiento y enfriamiento precisos, agitación intensiva y bloques térmicos intercambiables en un único instrumento compacto.

Diseñado para flujos ...

[Leer más](#)