

HSC-2000, abrazadera

DESCRIPCIÓN

Abrazadera por frasco de 2000 ml - Ø165 mm para UP-168
Máx. - 150 rpm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-QK

HSC-2000, abrazadera 2000ml

ACCESORIOS



UP-168
BS-010135-JK
plataforma

Plataforma universal para abrazaderas.



ES-20/80
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)