


B-2FN, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-2FN para una placa de pocillos profundos NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped - Cat.No 503761



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-3K

Bloque B-2SD para una placa de pocillos profundos NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)